

Nouveau

earfold™

Une nouvelle prise en charge  
pour les oreilles décollées<sup>1</sup>



- **Technique peu invasive<sup>1</sup>**
- **Temps moyen de la procédure inférieur à 20 min<sup>1\*</sup>**
- **Anesthésie locale<sup>2</sup>**
- **Résultats prédictibles immédiatement et durablement<sup>2</sup>**
- **Réversible si nécessaire<sup>2</sup>**

\*En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, l'obtention du consentement, le pansement et les formalités de sortie.

# Que sont des oreilles décollées?

Désormais, vous pouvez offrir une nouvelle option de prise en charge à vos patients non satisfaits de leurs oreilles décollées.

- On estime que les oreilles décollées concernent **5% de la population**<sup>3</sup>
- Cela peut provoquer une souffrance psychologique chez ces patients<sup>5</sup>



# earfold™

Une nouvelle prise en charge peu invasive et rapide pour corriger les oreilles décollées.

**Un traitement personnalisé peu invasif qui peut se pratiquer en cabinet (salle blanche)\* 1,2**

## Etape 1



### Programmer une consultation pré-opératoire dite consultation preFold™ avec votre patient

- Prévisualiser les résultats et participer à la planification du traitement avec votre patient<sup>1,2</sup>
- Déterminer le nombre d'implants **earfold™** nécessaires
- Déterminer, en collaboration avec votre patient, le positionnement des implants pour le résultat souhaité.<sup>4</sup>

## Etape 2



### Insertion d'earfold™

- Positionner l'implant permanent **earfold™** dans la position exacte déterminée dans le cadre de la consultation pré-opératoire
- Temps moyen de la procédure inférieur à 20 min<sup>1,\*\*</sup>
- **earfold™** est placé sous la peau par l'intermédiaire d'une incision pratiquée sous anesthésie locale. Les points de sutures seront généralement résorbables.<sup>2</sup>

**earfold™ est indiqué pour traiter à la fois les adultes et les enfants dès l'âge de 7 ans, pour la correction des oreilles décollées.<sup>2</sup>**

\* Pratiqué dans des conditions stériles.

\*\* En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, l'obtention du consentement, le pansement et les formalités de sortie.

# Des résultats réels et personnalisés avec earfold™



Avant



6 mois après insertion d'earfold™



Avant



6 mois après insertion d'earfold™

earfold™

# earfold™ une nouvelle technique peu invasive

## Qu'est ce qu'un dispositif de positionnement preFold™?

Avant la procédure, l'utilisation du dispositif de positionnement **preFold™** permet au patient de prévisualiser les résultats et de participer à la planification du traitement.<sup>4</sup>

En collaboration avec le patient, le médecin va déterminer :

- Le nombre d'implants nécessaires
- Le positionnement des implants pour le résultat souhaité

L'évaluation et la consultation **preFold™** sont uniquement l'occasion pour déterminer avec le patient si **earfold™** lui convient.

Pour quantifier la correction prévue et évaluer le résultat final, il est important de mesurer la longueur de l'oreille et la distance Hélix-Mastoïde (H-M) au cours du bilan préopératoire effectué avec le dispositif **preFold™**.

## Dans quelles conditions, le traitement par earfold™ doit-il se faire?

Contrairement à la chirurgie traditionnelle pour les oreilles décollées (otoplastie), le traitement par **earfold™** se pratique dans un cabinet (salle blanche), sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une anesthésie générale.<sup>2\*\*</sup>

## De quoi l'implant earfold™ est-il constitué?

Un alliage métallique Nitinol recouvert d'or de qualité médicale 24 carats.<sup>2</sup>



Implant  
**earfold™**



Dispositif  
d'introduction  
**earfold™**

## Combien de temps l'insertion de l'implant **earfold™** prendra-t-elle?

Temps moyen de la procédure inférieur à 20 minutes <sup>1,\*</sup>

## Quel est le délai pour reprendre les activités habituelles après le traitement?

La plupart des gens sont en mesure de reprendre directement leurs habitudes - le jour même de la procédure.<sup>2</sup>

## Quels sont les effets indésirables qui peuvent survenir? <sup>2</sup>

Les effets indésirables les plus fréquents sont des ecchymoses et des oedèmes autour de l'incision pendant une période d'environ une semaine.

Un inconfort est également fréquemment rapporté.

Certains effets indésirables peuvent nécessiter le retrait de l'implant **earfold™** : infection ne répondant pas au traitement par antibiotiques, déchirure du cartilage, douleur ou inconfort prolongés, asymétrie ou autres déformations de l'oreille et érosion cutanée.

Comme dans le cadre de toute intervention médicale, il est important de discuter avec le patient des effets indésirables possibles et de la prévention.

## **earfold™** est-il permanent ou peut-il être retiré?

**earfold™** a été conçu pour constituer une correction permanente du décollement des oreilles. Cependant, l'implant peut être retiré si nécessaire.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>En fonction du nombre d'implants requis. N'inclut pas l'évaluation, le consentement, le pansement et les formalités de sortie.

<sup>2</sup>Pratiqué dans des conditions stériles.

Nouveau

# earfold™

Une prise en charge peu invasive,  
pour une amélioration visible immédiatement  
et durable avec l'implant **earfold™** 1



Le laboratoire pharmaceutique Allergan est un leader mondial en esthétique médicale<sup>6</sup> et sa philosophie est simple : vous procurer, à vous et à votre médecin, des traitements de haute qualité, cliniquement prouvés et auxquels vous pouvez faire confiance pour répondre à vos attentes.

earfold™ est un dispositif médical de Classe IIb marqué CE0344. preFold™ est un dispositif médical de classe I marqué CE0344. earfold™ est destiné à corriger ou accentuer la plicature de l'anthélix de l'oreille humaine. preFold™ est un dispositif permettant de réaliser un bilan préopératoire des oreilles décollées. Lire attentivement les notices d'utilisation. Ils ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie. Fabricant : CMI GmbH - Distributeur : Allergan France. FR/0211/2016 - Avril 2016

**Références :**

1. Kang NV, Kerstein RL. Treatment of prominent ears with an implantable clip system: a pilot study. *Aesthet Surg J.* 2016;36(3):100-116. 2. Notice d'utilisation earfold™. 3. Kelley P, Hollier L, Stal S. Otoplasty: evaluation, technique, and review. *J Craniofac Surg.* 2003;14(5):643-653. 4. preFold™ Positioner System Instructions for Use, 2016. 5. Prominent ears background. Site internet Patient.com. <http://patient.info/doctor/prominent-ears>. Consulté le 15 mars 2016. 6. Etude de marché "GNI Facial Aesthetics Market to 2020" publiée en mai 2014. Allergan est leader en part de marché sur le secteur de l'esthétique faciale avec une part de marché de 58% en 2013.

