

La technique de microgreffe FUE

La technique d'injection de cheveux FUE se déroule en deux étapes :

Première étape : l'extraction des unités folliculaires

Au niveau de la zone de prélèvement ayant été préalablement anesthésiée, le médecin pratique l'extraction des unités folliculaires qui comprennent de 1 à 4 cheveux.

L'extraction est réalisée à l'aide d'un « micro-punch » qui est un instrument cylindrique très affuté dont le diamètre est inférieur à 1 mm qui a l'avantage de ne pas laisser de cicatrice

Les unités de microgreffe folliculaire sont ensuite retirées soigneusement une par une par l'opérateur.



Les unités de microgreffe folliculaire contenant un ou deux cheveux sont utilisées pour établir la ligne frontale tandis que celles à 3 ou 4 cheveux permettent de redonner une meilleure densité dans les zones du dessus du crâne.

Deuxième étape : l'injection des implants capillaires

Utilisation d'un injecteur de CHOI :

L'injecteur de Choi est constitué d'une aiguille à pointe biseautée avec une rainure latérale permettant l'insertion du follicule dans l'aiguille et d'un système de piston à ressort pour pousser le l'implant hors de l'aiguille dans le cuir chevelu.

Le docteur BENHAIM introduit un follicule dans l'aiguille puis il insère l'aiguille qui contient le follicule dans le cuir chevelu. Après insertion, l'instrument permet au docteur de retirer l'aiguille et au

même moment de déposer l'implant de cheveu dans le cuir chevelu. L'avantage majeur de cet instrument réside dans le fait qu'il crée un site de réception et permet le placement du greffon de manière simultanée (contrairement aux méthodes de bandelette et de FUE traditionnelle qui pratiquent d'abord des incisions au scalpel ou à l'aiguille dans la zone réceptrice, avant d'introduire en force l'implant à l'aide de pinces).



Les séances de greffe durent en moyenne de 3 à 4 heures, selon le cas, l'importance de la calvitie et la densité souhaitée, plusieurs séances sont nécessaire.

Un devis détaillé vous sera remis lors de la consultation.